



Zmiotka i szufelka laboratoryjna

Zmiotka

Wykonana z nielakierowanego drewna, z drobnym włosiem końskim. Przystosowana także do przedmiotów wrażliwych.

Szufelka

Wykonana ze stali szlachetnej, z gumowym obrzeżem zabezpieczającym przed zarysowaniem przedmiotów lub podłogi. Stabilna i wytrzymała chemicznie.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa



2-3274

Zmiotka



2-3273

Szufelka ze stali szlachetnej

Opis

Zmiotka

Wykonana z nielakierowanego drewna, z drobnym włosiem końskim. Przystosowana także do przedmiotów wrażliwych.

Długość: 30 cm

Szufelka

Wykonana ze stali szlachetnej, z gumowym obrzeżem zabezpieczającym przed zarysowaniem przedmiotów lub podłogi.

Stabilna i wytrzymała chemicznie.

Wymiary: dł. 23 cm, szer. 18,5 cm