



**Pojemniki z gwintowaną pokrywką, poj. 100 ml**



Stabilne i wytrzymałe, przezroczyste pojemniki z PP. Z podziałką. Pojemność 100 ml. Kolorowa, szczelna pokrywka wykonana z tworzywa HDPE (niesterylne) lub LDPE (sterylna). Odporne na zgniatanie i pęknięcia. Posiadają pole do opisu oraz matową powierzchnię opisową na pokrywce.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pokrywka	Szt./Op.
	2-0100	Pojemniki z PP z gwintowaną pokrywką - niesterylne	100 ml	zielona	100 szt.
	2-0102	Pojemniki z PP z gwintowaną pokrywką - sterylne (R) - pak. indywidualnie	100 ml	żółta	150 szt.
	2-0101	Pojemniki z PP z gwintowaną pokrywką - sterylne	100 ml	żółta	240 szt. (48 x 5)

**Opis**

Stabilne i wytrzymałe, przezroczyste pojemniki z PP. Z podziałką. Pojemność 100 ml. Kolorowa, szczelna pokrywka wykonana z tworzywa HDPE (niesterylne) lub LDPE (sterylna). Odporne na zgniatanie i pęknięcia. Posiadają pole do opisu oraz matową powierzchnię opisową na pokrywce.