



Pojemniki z PC z gwintowaną zakrętką

NALGENE[®]

Pojemniki z gwintowaną nakrętką, wykonane z przezrystego poliwęglanu. Nadają się do przechowywania proszków, past, ciał stałych itp. (nie nadają się do transportu cieczy). Wszechstronne w zastosowaniu, z uwagi na wyjątkowo dużą odporność termiczną (-135°C do 135°C). Mogą być zamrażane oraz autoklawowalne. Charakteryzują się również znaczną odpornością mechaniczną. Szeroka szyja ułatwia dostęp do zawartości pojemnika.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość	Szt./Op.
	N-1000	Pojemniki z PC z gwintowaną zakrętką	15 ml	31 mm	46 mm	4 szt.
	N-1001	Pojemniki z PC z gwintowaną zakrętką	30 ml	36 mm	48 mm	4 szt.
	N-1002	Pojemniki z PC z gwintowaną zakrętką	60 ml	48 mm	45 mm	4 szt.
	N-1003	Pojemniki z PC z gwintowaną zakrętką	125 ml	64 mm	74 mm	4 szt.
	N-1004	Pojemniki z PC z gwintowaną zakrętką	250 ml	75 mm	70 mm	4 szt.
	N-1005	Pojemniki z PC z gwintowaną zakrętką	500 ml	86 mm	120 mm	4 szt.

Opis

Pojemniki z gwintowaną nakrętką, wykonane z przezrystego poliwęglanu. Nadają się do przechowywania proszków, past, ciał stałych itp. (nie nadają się do transportu cieczy). Wszechstronne w zastosowaniu, z uwagi na wyjątkowo dużą odporność termiczną (-135°C do 135°C). Mogą być zamrażane oraz autoklawowalne. Charakteryzują się również znaczną odpornością mechaniczną. Szeroka szyja ułatwia dostęp do zawartości pojemnika.

Uwaga: nakrętki wykonane z PP.

Numery art. N-1000 do N-1002 posiadają nakrętki w kolorze mlecznoprzezroczystym, zaś pozostałe pojemniki posiadają nakrętki w kolorze białym.