



Probówki AR z gwintem i czarnymi nakrętkami z PP, szkło sodowe



Probówki AR ze szkła sodowo-wapniowego, z gwintem. Wyposażone w zakrętki z PP z uszczelką z TPE. Autoklawowalne (zakrętka musi być przynajmniej częściowo odkręcona).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Gwint	Pojemność	Szt./Op.
	B-3172	Probówki AR bakteriologiczne z nakrętkami	12 x 100 mm	GL14	6 ml	100 szt.
	B-3173	Probówki AR bakteriologiczne z nakrętkami	16 x 100 mm	GL18	12 ml	100 szt.
	B-3174	Probówki AR bakteriologiczne z nakrętkami	16 x 160 mm	GL18	22 ml	100 szt.
	B-3175	Probówki AR bakteriologiczne z nakrętkami	18 x 180 mm	GL18	32 ml	100 szt.

Opis

Probówki AR ze szkła sodowego-wapniowego, z gwintem. Wyposażone w czarne zakrętki z wykonane z polipropylenu (PP) z uszczelką z TPE. Autoklawowalne (zakrętka musi być przynajmniej częściowo odkręcona). Probówki do hodowli o poj. 6 ml są wyposażone w gwint GL 14, natomiast pozostałe modele mają gwint GL 18. [Zapasowe zakrętki \(G-0291, G-0292\)](#) dostępne do kupienia osobno.