



Probówki szklane do NMR - Schott



Probówki szklane do NMR. Model ekonomiczny wykonany jest ze szkła DURAN[®] i przeznaczony do jednorazowego użytku, np. w zautomatyzowanych systemach pomiarowych. Modele profesjonalne i naukowe wykonane są ze szkła borokrzemianowego i przeznaczone do wielokrotnego użytku.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Częstotliwość	Szt./Op.
	B-3177	Probówki do NMR - ekonomiczne	4,97 x 178 mm	300 MHz	250 szt.
	B-3178	Probówki do NMR - profesjonalne	4,97 x 178 mm	400 MHz	250 szt.
	B-3179	Probówki do NMR - naukowe	4,97 x 178 mm	500 MHz	5 szt.

Opis

Probówki szklane do NMR. Model ekonomiczny wykonany jest ze szkła DURAN[®] i przeznaczony do jednorazowego użytku, np. w zautomatyzowanych systemach pomiarowych. Modele profesjonalne i naukowe wykonane są ze szkła borokrzemianowego i przeznaczone do wielokrotnego użytku. Zatyczki w dostawie.