



Pipety zanurzeniowe do pobierania próbek

Pipety przeznaczone do pobierania próbek z dużych pojemników oraz do szybkiego i precyzyjnego pobierania ściśle określonych pojemności. W celu napełnienia pipety należy trzymać ją za trzonek i pionowo zanurzać w medium. Opróżnienie następuje po przechyleniu pipety.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	2-5700	Pipeta zanurzeniowa	5 ml
	2-5701	Pipeta zanurzeniowa	10 ml
	2-5702	Pipeta zanurzeniowa	20 ml
	2-5703	Pipeta zanurzeniowa	25 ml
	2-5704	Pipeta zanurzeniowa	50 ml

Opis

Pipety przeznaczone do pobierania próbek z dużych pojemników oraz do szybkiego i precyzyjnego pobierania ściśle określonych pojemności. W celu napełnienia pipety należy trzymać ją za trzonek i pionowo zanurzać w medium. Opróżnienie następuje po przechyleniu pipety.