










## Próbniki do mleka

**FUNKE  
GERBER**

Próbniki do mleka. Wykonane ze stali szlachetnej. Z zaworem do samoczynnego opróżniania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	C-1201	Próbnik do mleka	2 ml
	C-1202	Próbnik do mleka	5 ml
	C-1203	Próbnik do mleka	10 ml
	C-1204	Próbnik do mleka	20 ml
	C-1205	Próbnik do mleka	40 ml
	C-1206	Próbnik do mleka	50 ml
	C-1207	Próbnik do mleka	100 ml

### Opis

Próbniki do mleka. Wykonane ze stali szlachetnej. Z zaworem do samoczynnego opróżniania.