



## Zestaw Mini-Sampler



Wykonany z PE. Przeznaczony do pobierania próbek płynnych. Pobierany płyn ma kontakt wyłącznie z wężem ssącym i oryginalną butelką, co zapobiega kontaminacjom krzyżowym. Po pobraniu próbki butelki są szczelnie zamykane za pomocą zakrętek z oryginalnym pierścieniem zabezpieczającym. Jednorazowy wąż ssący można bez trudu wymienić.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Objętość	Dł. rolki
	7-8525	Zestaw do pobierania próbek Mini-Sampler	-	-
	7-8526	Butelka na próbki (PE)	100 ml	-
	7-8527	Butelka na próbki (PE)	250 ml	-
	7-8528	Butelka na próbki (PE)	500 ml	-
	7-8530	Wąż ssący (PE)	-	100 m

### Opis

Wykonany z PE. Przeznaczony do pobierania próbek płynnych. Pobierany płyn ma kontakt wyłącznie z wężem ssącym i oryginalną butelką, co zapobiega kontaminacjom krzyżowym. Po pobraniu próbki butelki są szczelnie zamykane za pomocą zakrętek z oryginalnym pierścieniem zabezpieczającym. Jednorazowy wąż ssący można bez trudu wymienić.

#### Zestaw składa się z:

- 10 butelek z PE o poj. 100 ml,
- 10-metrowego węża z PE,
- 1 przecinaka do węża,
- 1 obciążnika do węża ze stali szlachetnej,
- 24 etykiet na próbki.