





Próbnik do proszków wg EN ISO 707



Próbnik ze stali szlachetnej. Przeznaczony szczególnie do poboru mleka w proszku i innych sproszkowanych substancji. Zgodny z normami DIN oraz IDF. Może być wkluwany bezpośrednio do beczek lub worków.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Długość x średnica
	7-8615	Próbnik do proszków	480 x 28 mm
	7-8616	Etui na próbnik do proszków	-

Opis

Próbnik ze stali szlachetnej. Przeznaczony szczególnie do poboru mleka w proszku i innych sproszkowanych substancji. Zgodny z normami DIN oraz IDF. Może być wkluwany bezpośrednio do beczek lub worków.

Głębokość wklucia: 385 mm.

Długość całkowita: 480 mm.

Średnica: ok. 28 mm.

Objętość pobranej substancji: ok. 160 ml.