



Próbniki ViscoSampler do substancji kleistych i lepkich



Próbniki ViscoSampler charakteryzujące się dużą siłą zasysania mediów lepkich i kleistych. Przeznaczone do wolnego od kontaminacji pobierania próbek. Nadają się do poboru osadów, olejów, emulsji, past, kremów. Powierzchnie bez porów zapobiegają osadzaniu się brudu. Dostępne również akcesoria: uchwyty oraz stojak ociekowy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Pojemność	Gł. zanurzenia	Śr. końcówki
	N-8641	Próbnik ViscoSampler do substancji kleistych i lepkich	PP	160 ml	60 cm	32 mm
	N-8642	Próbnik ViscoSampler do substancji kleistych i lepkich	PP	300 ml	100 cm	32 mm
	N-8643	Próbnik ViscoSampler do substancji kleistych i lepkich	PP	650 ml	200 cm	32 mm
	N-8646	Próbnik ViscoSampler do substancji kleistych i lepkich	PTFE/FEP	160 ml	60 cm	32 mm
	N-8647	Próbnik ViscoSampler do substancji kleistych i lepkich	PTFE/FEP	300 ml	100 cm	32 mm
	N-8648	Próbnik ViscoSampler do substancji kleistych i lepkich	PTFE/FEP	650 ml	200 cm	32 mm
	N-8650	Zestaw kolorowych uchwytów do próbników ViscoSampler	PP	-	-	-
	N-8649	Stojak ociekowy do próbników ViscoSampler	PE-HD/PP	-	-	-

Opis

Próbniki ViscoSampler charakteryzują się dużą siłą zasysania mediów lepkich i kleistych. Przeznaczone do wolnego od kontaminacji pobierania próbek. Pobranie próbki oraz opróżnienie następuje poprzez manualny ruch tłoka.

Nadają się do poboru osadów, olejów, emulsji, past, kremów. Powierzchnie bez porów zapobiegają osadzaniu się brudu. Wykonane z ultraczystego tworzywa PP lub PTFE/FEP. Ze względów higienicznych w próbnikach zastosowano gwinty okrągłe.

Zestaw 6 zamiennych **uchwytów** służy do łatwego rozróżnienia próbników w celu zapobiegnięcia kontaminacji lub pomyleniu próbek. W zestawie znajduje się po 1 sztuce w kolorze czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym, białym i czarnym. Śr. rurki: 25 mm. Śr. końcówki: 32 mm.

Stojak ociekowy umożliwia stabilne mocowanie próbników ViscoSampler. Służy do bezpiecznego zbierania resztek cieczy z rur lub próbników. Długość 117 mm, średnica wewnętrzna: 35 mm, średnica zewnętrzna 76 mm. Materiał wykonania PE-

HD/PP. Stojak jest montowany do ściany za pomocą mocnych obejm.

Oferujemy również szczotki do czyszczenia kompatybilne z próbnikami ViscoSampler.