



## Próbniki do proszków StickProof



Próbniki ze stali szlachetnej V4A 1.4404. Ostry koniec ułatwia głębokie wklucie w każdy worek. Stożkowa końcówka umożliwia pobieranie małych i dużych ilości. Wykonane w jednej części, bez krawędzi, rowków i nacięć. Powierzchnia polerowana elektrolitycznie. Łatwe w czyszczeniu. Materiał próbny można przesypać do woreczka, który mocuje się na końcu próbnika za pomocą dołączonej klamry. Doskonale nadają się do użytku w obszarze farmaceutycznym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Długość
	N-8620	Próbnik do proszków StickProof	25 mm	410 mm
	N-8621	Próbnik do proszków StickProof	25 mm	1100 mm
	N-8625	Zapasowa klamra mocująca	25 mm	-

### Opis

Próbniki ze stali szlachetnej V4A 1.4404. Ostry koniec ułatwia głębokie wklucie w każdy worek. Stożkowa końcówka umożliwia pobieranie małych i dużych ilości. Wykonane w jednej części, bez krawędzi, rowków i nacięć. Powierzchnia polerowana elektrolitycznie. Łatwe w czyszczeniu. Materiał próbny można przesypać do woreczka, który mocuje się na końcu próbnika za pomocą dołączonej klamry. Doskonale nadają się do użytku w obszarze farmaceutycznym.

**Średnica uchwytu:** 25 mm.

**Średnica otworu:** 20 mm.

**Długość komory na próbki:** 120 mm.

**Możliwość pobrania:** ok. 50 cm<sup>3</sup> substancji.

Każdy próbnik dostarczany jest w zestawie ze 100 woreczkami z PE o wym. 120 x 170 mm oraz klamrą mocującą.