



Podkładka laboratoryjna z silikonu



Podkładka laboratoryjna z silikonu – praktyczna pomoc w laboratorium. Idealna do gorących naczyń laboratoryjnych. Antypoślizgowa, odporna na temperatury do 260°C. Dostępna w różnych kolorach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Kolor
	1-1955	Podkładka laboratoryjna	250 x 250 mm	czerwony
	1-1956	Podkładka laboratoryjna	250 x 250 mm	czarny

Opis

Praktyczna pomoc w laboratorium. Idealna do gorących naczyń laboratoryjnych. Antypoślizgowa, odporna na temperatury do 260°C. Dostępna w różnych kolorach.

Materiał: silikon (VMQ)

Rozmiar: 250 x 250 mm