

Zestaw korkoborów z wyrzutnikiem - Bochem



Zestaw 18 korkoborów z wyrzutnikiem, wykonanych z mosiądzu. Do wycinania próbek o określonej średnicy w korku, skórze, gumie, styropianie itp.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	N-0336	Zestaw korkoborów z wyrzutnikiem	18 szt.

Opis

Zestaw 18 korkoborów z wyrzutnikiem, wykonanych z mosiądzu. Do wycinania próbek o określonej średnicy w korku, skórze, gumie, styropianie itp.

Średnica od 5 mm do 26,25 mm (5 / 6,25 / 7,5 / 8,75 / 10 / 11,25 / 12,5 / 13,75 / 15 / 16,25 / 17,5 / 18,75 / 20 / 21,25 / 22,5 / 23,75 / 25 / 26,5 mm).

Dostępna również ostrzałka do korkoborów pod [nr art. N-0337](#).