



## Łyżeczki do próbek, sterylne



### Łyżeczki do próbek

Wykonane z polistyrenu. Pakowane sterylnie, pojedynczo do polietylenowych woreczków. Przeznaczone do poboru niewielkich ilości próbek.

| Miniatura                                                                           | Nr-art. | Nazwa              | Pojemność | Szt./Op. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------|----------|
|    | 6-2370  | Łyżeczki do próbek | 1,23 ml   | 50 szt.  |
|    | 6-2371  | Łyżeczki do próbek | 2,46 ml   | 50 szt.  |
|  | 6-2372  | Łyżeczki do próbek | 4,93 ml   | 50 szt.  |
|  | 6-2373  | Łyżeczki do próbek | 14,79 ml  | 50 szt.  |

### Opis

#### Łyżeczki do próbek

Wykonane z polistyrenu. Pakowane sterylnie, pojedynczo do polietylenowych woreczków. Przeznaczone do poboru niewielkich ilości próbek.

**Długość:** 178 mm.