



Czerwone woreczki strunowe na próbki

Woreczki na próbki wykonane z czerwonej, półprzeźroczystej folii PE. Posiadają praktyczne, szczelne zamknięcie strunowe. Idealne do transportu i przechowywania szczególnie ważnych prób – dzięki intensywnej barwie nie sposób ich przeoczyć.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pole opisowe	Materiał	Szer. x dł.	Kolor	Szt./Op.
	L-1010	Worki strunowe na próbki	bez pola opisowego	LDPE	120 x 170 mm	czerwone	100 szt.

Opis

Woreczki na próbki wykonane z czerwonej, półprzeźroczystej folii PE. Posiadają praktyczne, szczelne zamknięcie strunowe. Idealne do transportu i przechowywania szczególnie ważnych prób – dzięki intensywnej barwie nie sposób ich przeoczyć.

Wymiary: 120 x 170 mm.

Grubość folii: 50 µm.

Opakowanie zawiera: 100 szt.