



Zestaw pincet szpiczastych ze stali nierdzewnej

Zestaw zawierający 5 pincet laboratoryjnych o różnych kształtach (patrz zdjęcia). W skład tego zestawu wchodzi 2 pincety proste, 2 zaokrąglone i jedna zakrzywiona (np. do trzymania szkiełek podstawowych). Wszystkie ze szpiczastymi końcówkami.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Końcówka	Szt./Op.
	L-0431	Zestaw pincet	stal nierdzewna	szpiczasta	5 szt.

Opis

Jest to **5 częściowy** zestaw pincet ze stali nierdzewnej A1 umożliwiający pracę z zegarmistrzowską precyzją w laboratorium a szczególnie w mikroskopii np. ze szkiełkami podstawowymi. Pincety **można sterylizować**.

Zestaw zawiera:

- 1 pinceta prosta zwężana i precyzyjna, końcówka szpiczasta, dł. 12,5 cm (zdj. 1),
- 1 pinceta prosta, końcówka szpiczasta, dł. 12 cm (zdj. 3),
- 1 pinceta zaokrąglona, typ S, końcówka szpiczasta, dł. 11 cm (zdj. 6),
- 1 pinceta zakrzywiona, typ L, końcówka szpiczasta, dł. 11,5 cm (zdj. 7),
- 1 pinceta lekko zaokrąglona, kątowa, końcówka szpiczasta, dł. 12 cm (zdj. 13).