



Statyw z PP na 12 uchwytów do ez - okrągły



Okrągły statyw do ez o średnicy 100 mm – posiada 6 otworów o średnicy 7 mm i 6 otworów o średnicy 9 mm, umożliwiając wygodne przechowywanie uchwytów o różnych rozmiarach.

Miniatura



Nr-art.

L-3050

Nazwa

Statyw z PP na 12 uchwytów do ez - okrągły

Opis

Okrągły statyw do ez wykonany z polipropylenu (PP) to praktyczne i trwałe rozwiązanie do organizacji narzędzi mikrobiologicznych. Cała konstrukcja **ma średnicę około 100 mm**, co czyni ją kompaktową i wygodną do ustawienia na blacie laboratoryjnym. Statyw wyposażony jest w 12 otworów: **6 o średnicy 7 mm oraz 6 o średnicy 9 mm**, umożliwiających stabilne przechowywanie uchwytów do ez o różnych rozmiarach. Centralnie umieszczony otwór pozwala na bezpieczne odłożenie ez przed ich użyciem, co zwiększa komfort pracy i porządek w miejscu wykonywania posiewów. Dzięki solidnemu wykonaniu i przemyślanej konstrukcji, statyw doskonale sprawdza się w codziennej pracy laboratoryjnej.