



Zestaw pincet ze stali nierdzewnej



4-częściowy zestaw pincet nierdzewnych. Mogą być stosowane m.in. w mikroskopii (np. do szkiełek nakrywkowych).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Szt./Op.
	L-0610	Zestaw pincet	stal nierdzewna	4 szt.

Opis

Zestaw pincet ze stali nierdzewnej o długości od 105 do 120 mm. Przeznaczone do różnych zastosowań. Cechują się trwałym i solidnym wykonaniem.

W skład dostawy wchodzi:

- spiczasta pinceta prosta,
- krzyżowa pinceta,
- płaska pinceta lekko zakrzywiona,
- spiczasta pinceta zakrzywiona.