



Czarne worki strunowe na próbki - z PE - z polem do opisu

Czarne torebki wykonane z LDPE. Przeznaczone do przechowywania lub transportu próbek wrażliwych na światło. Z praktycznym zamknięciem strunowym i białym polem do opisu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pole opisowe	Materiał	Szer. x dł.	Kolor	Szt./Op.
	B-7130	Worki strunowe na próbki	z polem opisowym	LDPE	70 x 100 mm	czarne	100 szt.
	B-7131	Worki strunowe na próbki	z polem opisowym	LDPE	100 x 150 mm	czarne	100 szt.
	B-7132	Worki strunowe na próbki	z polem opisowym	LDPE	160 x 220 mm	czarne	100 szt.
	B-7133	Worki strunowe na próbki	z polem opisowym	LDPE	200 x 250 mm	czarne	100 szt.
	B-7134	Worki strunowe na próbki	z polem opisowym	LDPE	250 x 350 mm	czarne	100 szt.
	B-7135	Worki strunowe na próbki	z polem opisowym	LDPE	300 x 400 mm	czarne	100 szt.

Opis

Czarne torebki wykonane z LDPE. Przeznaczone do przechowywania lub transportu próbek wrażliwych na światło. Z praktycznym zamknięciem strunowym i białym polem do opisu.

Grubość folii: 60 µm.