



Szpatuľko-łyżeczki z PP

Szpatuľko-łyżeczki z PP o długości 150 lub 200 mm, dwustronne, z ostrym brzegiem, niejaľowe. Przeznaczone do materiałów sypkich i krystalicznych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiaľ	Kolor	Długość	Ilość
	P-1501	Szpatuľko-łyżeczka - prosta	PP	niebieska	150 mm	1 szt.
	P-1502	Szpatuľko-łyżeczka - prosta	PP	niebieska	200 mm	1 szt.

Opis

Szpatuľko-łyżeczki z polipropylenu (PP) to lekkie, niejaľowe narzędzia laboratoryjne o dwustronnej konstrukcji, łączącej funkcje łyżeczki i szpatuľki. Ich ostry brzeg umoŹliwia rozdrabnianie substancji krystalicznych, a zaokrąglona część pozwala na precyzyjne pobieranie materiałów sypkich. Solidny uchwyt pośrodku zapewnia wygodny chwyt, co przekłada się na komfort i kontrolę pracy. Dzięki odporności chemicznej i mechanicznej PP sprawdzają się w codziennych zastosowaniach analitycznych i edukacyjnych, oferując funkcjonalność i niezawodność w różnych środowiskach laboratoryjnych. **Dostępne w długościach 150 mm i 200 mm.**