



Klamra R 200



Klamra R 200 do mocowania homogenizatora T 10 basic do statywu R 104.

Miniatura



Nr-art.

K-4570

Nazwa

Klamra R 200

Nr producenta

0003372000

Opis

Klamra R 200 przeznaczona do homogenizatora [T 10 basic Ultra-Turrax](#)[®]. Umożliwia ona przymocowanie homogenizatora K-4950 do [statywu R 104](#). Średnica wysięgnika wynosi 8 mm, natomiast jego długość to 130 mm.