



Statyw R 104 - IKA



Kompaktowy statyw IKA. Maksymalne obciążenie to 0,7 kg. Wysokość 370 mm. Kompatybilny z homogenizatorem IKA [T 10 basic](#).

Miniatura



Nr-art.

K-4590

Nazwa

Statyw R 104

Nr producenta

0003386000

Opis

R 104 to mały statyw firmy IKA, który pozwala na bezpieczną i wygodną pracę z homogenizatorem [T 10 basic Ultra-Turrax®](#). Jest lekki – waży ok. 900 g. Maksymalne obciążenie to 0,7 kg. Jego wymiary u podstawy wynoszą 242 x 355 mm. Wysokość to 370 mm. Średnica kolumny statywu wynosi 10 mm.