



Taca z PVC na pipety

Kartell

Taca z PVC włoskiej firmy Kartell, przeznaczona do przechowywania pipet. Wyposażona w cztery przegrody, umożliwia oddzielenie pipet o pojemności 1, 2, 5 i 10 ml. Mieści około 30 pipet, co pozwala na lepszą organizację stanowiska pracy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Liczba przegród	Szer. x dł.	Wysokość
	M-5020	Taca na pipety	PVC	4 przegrody	426 x 300 mm	30 mm

Opis

Taca z polichlorku winylu (PVC) włoskiej firmy Kartell, zaprojektowana z myślą o przechowywaniu i organizacji pipet. **Wyposażona w 4 przegrody, które pozwalają oddzielić pipety o pojemności 1, 2, 5 i 10 ml**, co ułatwia szybki dostęp i utrzymanie porządku. **Taca pomieści około 30 pipet**, dzięki czemu idealnie sprawdzi się w każdym laboratorium. Jej wymiary to 300 mm x 426 mm x 30 mm.

Produkt może pełnić funkcję praktycznego organizera zarówno na stanowiskach roboczych, jak i w szufladach, pomagając w uporządkowaniu przestrzeni.