



Elektroda pH do mieszadła magnetycznego RET control-visc



Elektroda LR 1000.64 jest kompatybilna z reaktorem LR 1000 basic/control oraz mieszadłem RET control-visc i RET control-visc white.

Miniatura



Nr-art.

K-4909

Nazwa

Elektroda pH LR 1000.64

Nr producenta

0004663300

Opis

Elektroda LR 1000.64 jest przeznaczona do pomiaru pH w urządzeniach firmy IKA:

- reaktorze LR 1000 basic/control,
- mieszadłach magnetycznych z grzaniem [RET control-visc i RET control-visc white](#).