






Akcesoria do densytometrów Biosan



Akcesoria do densytometrów DEN-1, DEN-1B oraz DEN-600 firmy Biosan.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do modelu
	K-7931	Certyfikowany materiał referencyjny	DEN-600
	K-7932	Zestaw standardów kalibracyjnych CKG16	DEN-1, DEN-1B, DEN-600
	K-7933	Adapter A-12	DEN-1, DEN-1B

Opis

Akcesoria do densytometrów [DEN-1](#), [DEN-1B](#) oraz [DEN-600](#) firmy Biosan.

Certyfikowany materiał referencyjny przeznaczony jest do gęstościomierza DEN-600. Pozwala na jego kalibrację w 4 punktach (0,3532; 1,0512; 2,0425; 2,927).

Zestaw standardów kalibracyjnych CKG16 przeznaczony jest do probówek o śr. 16 mm. Umożliwia kalibrację DEN-1, DEN-1B lub DEN-600 w 5 punktach (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0).

Adapter A-12 pozwala na stosowanie probówek o średnicy 12 mm w densytometrach DEN-1 i DEN-1B.