



## Uchwyty do kolb Erlenmeyera i butelek - Biosan

Uchwyty do kolb i butelek o poj. od 50 ml do 2000 ml kompatybilne z [platformą UP-168 \(K-7991\)](#) firmy Biosan. Przeznaczone do użycia z [wytrząsarką PSU-20i \(K-7952\)](#) lub inkubatorami z wytrząsaniem ES-20/60 i ES-20/80.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa           | Do kolb o poj. | Śr. kolby | Do modelu         |
|-----------|---------|-----------------|----------------|-----------|-------------------|
|           | K-7994  | Uchwyt FC-50    | 50 ml          | 50 mm     | PSU-20i, ES-20/60 |
|           | K-7995  | Uchwyt FC-100   | 100 ml         | 65 mm     | PSU-20i, ES-20/60 |
|           | K-7996  | Uchwyt FC-250   | 250 ml         | 85 mm     | PSU-20i, ES-20/60 |
|           | K-7997  | Uchwyt FC-500   | 500 ml         | 105 mm    | PSU-20i, ES-20/60 |
|           | K-7998  | Uchwyt FC-1000  | 1000 ml        | 130 mm    | PSU-20i, ES-20/60 |
|           | K-7999  | Uchwyt FC-2000  | 2000 ml        | 165 mm    | PSU-20i, ES-20/60 |
|           | K-8004  | Uchwyt HSC-50   | 50 ml          | 50 mm     | ES-20/80          |
|           | K-8005  | Uchwyt HSC-100  | 100 ml         | 65 mm     | ES-20/80          |
|           | K-8006  | Uchwyt HSC-250  | 250 ml         | 85 mm     | ES-20/80          |
|           | K-8007  | Uchwyt HSC-500  | 500 ml         | 105 mm    | ES-20/80          |
|           | K-8008  | Uchwyt HSC-1000 | 1000 ml        | 130 mm    | ES-20/80          |

### Opis

Uchwyty do kolb i butelek kompatybilne z perforowaną [platformą UP-168 \(K-7991\)](#) firmy Biosan. Można ją stosować wraz z [wytrząsarką PSU-20i \(K-7952\)](#) lub inkubatorami z wytrząsaniem [ES-20/60 \(K-7972\)](#) i ES-20/80 (K-7974).

Koszyczki kompatybilne z PSU-20i oraz ES-20/60 dostępne są sześciu rozmiarach. Najmniejszy uchwyt K-7994 jest odpowiedni do kolb lub butelek o poj. 50 ml, kolejne odpowiednio do poj. 100 ml (K-7995), 250 ml (K-7996), 500 ml (K-7997), 1000 ml (K-7998) i 2000 ml (K-7999).

Uchwyty do kolb przeznaczone do pracy z inkubatorem z wytrząsaniem ES-20/80 występują w pięciu rozmiarach: do 50 ml (K-8004), 100 ml (K-8005), 250 ml (K-8006), 500 ml (K-8007) lub 1000 ml (K-8008).

| Nr art. |        | Do kolb o poj. | Maksymalna ilość uchwytów na platformie <a href="#">UP-168</a> |                         |
|---------|--------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
|         |        |                | <a href="#">ES-20/60</a> , ES-20/80                            | <a href="#">PSU-20i</a> |
| K-7995  | K-8005 | 100 ml         | 16                                                             | 23                      |
| K-7996  | K-8006 | 250 ml         | 9                                                              | 13                      |
| K-7997  | K-8007 | 500 ml         | 9                                                              | 9                       |
| K-7998  | K-8008 | 1000 ml        | 4                                                              | 6                       |
| K-7999  | -      | 2000 ml        | -                                                              | 4                       |