



Naczynie do barwienia według Coplina



Naczynie wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Przeznaczone do jednoczesnego barwienia 10 szkiełek mikroskopowych o wymiarach 76 x 26 mm.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa

Śr. zew. x wys.



B-0484

Naczynie do barwienia według Coplina

66 x 108 mm

Opis

Naczynie wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Przeznaczone do jednoczesnego barwienia 10 szkiełek mikroskopowych o wymiarach 76 x 26 mm.