





Chusteczki do dezynfekcji powierzchni Meliseptol[®] HBV

B | BRAUN

Chusteczki Meliseptol[®] HBV do dezynfekcji niewielkich powierzchni odpornych na działanie alkoholu. Nasączone płynem na bazie n-propanolu i czwartorzędowego związku amoniowego.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Rodzaj pak. | Szt./Op. |
|---|---------|---|---------------------|----------|
|  | B-1650 | Chusteczki do dezynfekcji powierzchni Meliseptol [®] HBV | pojemnik dozujący | 100 szt. |
|  | B-1651 | Chusteczki do dezynfekcji powierzchni Meliseptol [®] HBV | opak. uzupełniające | 100 szt. |

Opis

Chusteczki Meliseptol[®] HBV mają bardzo szerokie spektrum działania. Przeznaczone do dezynfekcji niewielkich powierzchni, które są odporne na działanie alkoholu. Nasączone środkiem na bazie n-propanolu i chlorku dwudecyldwumetyloamoniowego. Nie zawierają aldehydu ani alkiloamin. **Działają bardzo szybko** (1 min).

Chusteczki Meliseptol HBV dezaktywują bakterie (w tym MRSA), prątki, grzyby, wirusy otoczkowe (w tym HBV, HIV oraz HCV) oraz wirusy bezotoczkowe (DVV/RKI - 10 min). Ekonomiczne opakowanie dozujące, w którym dostarczane są chusteczki K-1650, **można wielokrotnie napełniać dzięki opakowaniu uzupełniającemu** K-1651. Przebadane dermatologicznie. Mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością.

Wymiary pojedynczej chusteczki: 14,5 x 20,0 cm.