



## Okrągły statyw na szkiełka podstawowe, ze stali szlachetnej

Wykorzystywany zwłaszcza w histologii do czystego i szybkiego barwienia szkiełek podstawowych o rozmiarach standardowych 76 x 26 mm. Szkiełka podstawowe należy włożyć pionowo w otwory i zanurzyć w kąpiel barwiącą. Specjalny uchwyt umożliwia łatwe utrzymywanie statywu na określonej wysokości. Statyw zajmuje niewiele miejsca i nadaje się do zastosowania w okrągłych naczyniach.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                         | Wysokość | Średnica | Liczba otworów |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----------|----------|----------------|
|  | 2-1971  | Statyw na szkiełka podstawowe | 95 mm    | 96 mm    | 24             |
|  | 2-1972  | Statyw na szkiełka podstawowe | 95 mm    | 83 mm    | 14             |

### Opis

Wykorzystywany zwłaszcza w histologii do czystego i szybkiego barwienia szkiełek podstawowych o rozmiarach standardowych 76 x 26 mm. Szkiełka podstawowe należy włożyć pionowo w otwory i zanurzyć w kąpiel barwiącą. Specjalny uchwyt umożliwia łatwe utrzymywanie statywu na określonej wysokości. Statyw zajmuje niewiele miejsca i nadaje się do zastosowania w okrągłych naczyniach.

**Wymiary:** wys. 95 mm, średnica 96 mm lub 83 mm.