



Kanistry z uchwytem - o poj. 1 l - 10 l

Wykonany z PE. Z zamknięciem gwintowym. W zestawie z zakrętką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Gwint	Pojemność
	E-1684	Kanister z uchwytem	GL28	1,0 l
	E-1685	Kanister z uchwytem	GL45	2,5 l
	E-1686	Kanister z uchwytem	GL45	3,0 l
	E-1687	Kanister z uchwytem	GL51	5,0 l
	E-1688	Kanister z uchwytem	GL51	10,0 l

Opis

Wykonany z PE. Z zamknięciem gwintowym. W zestawie z zakrętką.