



Kanistry z zaciskaczem - o poj. 9 l - 20 l

Prostokątny kanister wysokiej jakości. Wykonany z PE. Ze skalą 1/1 litr umieszczoną z przodu. Szeroki otwór ułatwia napełnianie i czyszczenie. Z odpowiednio uformowanym króćcem, na który nałożony jest wąż silikonowy o dł. 35 cm z zaciskaczem ze stali szlachetnej. Po użyciu zaciskacz wkładany jest do uchwytu z boku zbiornika.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	2-2131	Kanister z zaciskaczem	9 l
	2-2130	Kanister z zaciskaczem	20 l

Opis

Prostokątny kanister wysokiej jakości. Wykonany z PE. Ze skalą 1/1 litr umieszczoną z przodu. Szeroki otwór ułatwia napełnianie i czyszczenie. Z odpowiednio uformowanym króćcem, na który nałożony jest wąż silikonowy o dł. 35 cm z zaciskaczem ze stali szlachetnej. Po użyciu zaciskacz wkładany jest do uchwytu z boku zbiornika.