



Jednorazowe kubki z polistyrenu

Jednorazowe pojemniki na próbki. Wykonane z polistyrenu. Odporne na temperatury od -20° C do +70°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	2-1555	Jednorazowe kubki z polistyrenu	5 ml	1000 szt.
	2-1556	Jednorazowe kubki z polistyrenu	10 ml	1000 szt.
	2-1557	Jednorazowe kubki z polistyrenu	20 ml	500 szt.
	2-1558	Jednorazowe kubki z polistyrenu	50 ml	500 szt.
	2-1559	Jednorazowe kubki z polistyrenu	150 ml	100 szt.
	2-1560	Jednorazowe kubki z polistyrenu	250 ml	100 szt.
	2-1561	Jednorazowe kubki z polistyrenu	800 ml	100 szt.
	2-1562	Jednorazowe kubki z polistyrenu	1000 ml	100 szt.

Opis

Jednorazowe pojemniki na próbki. Wykonane z polistyrenu. Odporne na temperatury od -20° C do +70°C.