



Kubki dozujące z PP



Kubki dozujące wykonane z PP o poj. 30 ml. Na ściankach kubka znajduje się skala, która ułatwia kontrolę napełnienia i szybkie dozowanie materiału bez konieczności korzystania z dodatkowego naczynia pomiarowego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Kolor	Pojemność	Szt./Op.
	B-0010	Kubki dozujące	PP	bezbarny	30 ml	80 szt.

Opis

Kubki dozujące wykonane są z **polipropylenu (PP)** i mają pojemność **30 ml**. Przezroczysta skala ułatwia orientacyjne odmierzanie niewielkich ilości cieczy, odczynników lub materiałów sypkich. Kubki sprawdzają się w laboratoriach, gabinetach, pracowniach i innych miejscach, gdzie potrzebne jest szybkie, wygodne porcjowanie małych objętości.

Wysokość: 41 mm.

Śr. górna: 37 mm.

Śr. dolna: 26 mm.

[Pokrywki](#) wykonane z PE są dostępne osobno.