



Kosz powlekany z uchwytem

Druciany kosz, powlekany PE. Do przenoszenia oraz przechowywania naczyń laboratoryjnych itp. Wyposażony w składany uchwyt, z możliwością zablokowania w pozycji rozłożonej. Z dnem wyposażonym w dodatkowe pręty wzmacniające.

Miniatura



Nr-art.

B-4549

Nazwa

Kosz powlekany z uchwytem

Opis

Druciany kosz, powlekany PE. Do przenoszenia oraz przechowywania naczyń laboratoryjnych itp. Wyposażony w składany uchwyt, z możliwością zablokowania w pozycji rozłożonej. Z dnem wyposażonym w dodatkowe pręty wzmacniające.

Wymiary: 400 mm x 300 mm x 200 mm.