



## Puszka z pokrywką ze stali szlachetnej 18/8

Puszka z pokrywką wykonana ze stali szlachetnej 18/8. Służy do przechowywania delikatnych próbek. Łatwa w czyszczeniu. Autoklawowalna. Odporna na działanie środków chemicznych.

| Miniatura                                                                           | Nr-art. | Nazwa                                       | Wys. x śr.   | Pojemność |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|--------------|-----------|
|    | 1-1180  | Puszka z pokrywką ze stali szlachetnej 18/8 | 60 x 60 mm   | 170 ml    |
|    | 1-1181  | Puszka z pokrywką ze stali szlachetnej 18/8 | 85 x 85 mm   | 400 ml    |
|    | 1-1182  | Puszka z pokrywką ze stali szlachetnej 18/8 | 100 x 100 mm | 700 ml    |
|   | 1-1183  | Puszka z pokrywką ze stali szlachetnej 18/8 | 120 x 120 mm | 1200 ml   |
|  | 1-1184  | Puszka z pokrywką ze stali szlachetnej 18/8 | 100 x 150 mm | 1600 ml   |
|  | 1-1185  | Puszka z pokrywką ze stali szlachetnej 18/8 | 150 x 150 mm | 2500 ml   |
|  | 1-1186  | Puszka z pokrywką ze stali szlachetnej 18/8 | 100 x 200 mm | 2500 ml   |

### Opis

Puszka z pokrywką wykonana ze stali szlachetnej 18/8. Służy do przechowywania delikatnych próbek. Łatwa w czyszczeniu. Autoklawowalna. Odporna na działanie środków chemicznych.