



**Kuwety z PVC - białe**

**Kartell**

Kuwety laboratoryjne wykonane z twardego polichlorku winylu. W kolorze białym. Posiadają grzbiety na dnie. Nadają się do pracy z kwasami.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Dł. x szer. x wys.
	B-0247	Kuweta z PVC	biały	200 x 150 x 45 mm
	B-0248	Kuweta z PVC	biały	250 x 200 x 60 mm
	B-0249	Kuweta z PVC	biały	320 x 260 x 70 mm
	B-0250	Kuweta z PVC	biały	350 x 300 x 80 mm
	B-0251	Kuweta z PVC	biały	430 x 330 x 90 mm
	B-0252	Kuweta z PVC	biały	520 x 420 x 90 mm
	B-0253	Kuweta z PVC	biały	675 x 530 x 100 mm
	B-0254	Kuweta z PVC	biały	540 x 420 x 180 mm

**Opis**

Kuwety laboratoryjne wykonane z twardego polichlorku winylu. W kolorze białym. Posiadają grzbiety na dnie. Nadają się do pracy z kwasami.