



Głęboka miska ze stali szlachetnej

Wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Głęboka, o kształcie stożkowym. Z gładkim brzegiem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wysokość	Śr. wew.	Pojemność	Śr. dolna
	E-1805	Głęboka miska ze stali szlachetnej	7 cm	12 cm	0,5 l	7,5 cm
	E-1806	Głęboka miska ze stali szlachetnej	7,5 cm	15 cm	0,75 l	9,5 cm
	E-1807	Głęboka miska ze stali szlachetnej	8 cm	15 cm	1,0 l	9,5 cm
	E-1808	Głęboka miska ze stali szlachetnej	9,5 cm	18 cm	1,5 l	11,5 cm
	E-1809	Głęboka miska ze stali szlachetnej	11,5 cm	19,5 cm	2,0 l	11,5 cm

Opis

Wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Głęboka, o kształcie stożkowym. Z gładkim brzegiem.