







Wiadro ze stali szlachetnej

Wykonane ze stali szlachetnej 4301. Gładkie dno. Kształt stożkowy. Skalowane od wewnątrz co 1l.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Wys. x śr. | Pojemność |
|--|---------|-------------------------------|------------|-----------|
|  | E-6998 | Wiadro ze stali szlachetnej | 25 x 30 cm | 10 l |
|  | E-6999 | Wiadro ze stali szlachetnej | 32 x 33 cm | 15 l |
|  | E-7000 | Pokrywa na wiadro o poj. 10 l | - | - |
|  | E-7001 | Pokrywa na wiadro o poj. 15 l | - | - |

Opis

Wykonane ze stali szlachetnej 4301. Gładkie dno. Kształt stożkowy.

Ø dolna: 20 cm.

Aksesoria: szczelna pokrywa (należy zamawiać osobno).