



Kosz do sterylizacji



Plastikowy kosz do sterylizacji, do wyboru z pokrywką lub bez. Przeznaczony do przechowywania, mycia, autoklawowania lub inkubacji np. probówek do kultur, szalek Petriego itp. Wykonany z polipropylenu. Autoklawowalny w temp. do 121°C. Bardzo stabilny, odporny na działanie chemikaliów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pokrywką	Szerokość	Długość	Wysokość
	1-3120	Kosz do sterylizacji z PP	bez pokrywki	127 mm	102 mm	102 mm
	1-3121	Kosz do sterylizacji z PP	bez pokrywki	152 mm	152 mm	152 mm
	1-3122	Kosz do sterylizacji z PP	bez pokrywki	229 mm	229 mm	229 mm
	1-3123	Kosz do sterylizacji z PP	z pokrywką	127 mm	102 mm	102 mm
	1-3124	Kosz do sterylizacji z PP	z pokrywką	152 mm	152 mm	152 mm
	1-3125	Kosz do sterylizacji z PP	z pokrywką	229 mm	229 mm	229 mm

Opis

Plastikowy kosz do sterylizacji, do wyboru z pokrywką lub bez. Przeznaczony do przechowywania, mycia, autoklawowania lub inkubacji np. probówek do kultur, szalek Petriego itp. Wykonany z polipropylenu. Autoklawowalny w temp. do 121°C. Bardzo stabilny, odporny na działanie chemikaliów.