



## Kosze laboratoryjne ze stali nierdzewnej - prostokątne

Kosze laboratoryjne ze stali nierdzewnej, do różnorodnych zastosowań. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szerokość	Długość	Wysokość
	B-0208	Kosz laboratoryjny ze stali nierdzewnej, prostokątny	90 mm	90 mm	90 mm
	B-0209	Kosz laboratoryjny ze stali nierdzewnej, prostokątny	100 mm	100 mm	100 mm
	B-0210	Kosz laboratoryjny ze stali nierdzewnej, prostokątny	150 mm	150 mm	150 mm
	B-0211	Kosz laboratoryjny ze stali nierdzewnej, prostokątny	160 mm	160 mm	160 mm
	B-0212	Kosz laboratoryjny ze stali nierdzewnej, prostokątny	180 mm	180 mm	180 mm
	B-0213	Kosz laboratoryjny ze stali nierdzewnej, prostokątny	200 mm	200 mm	200 mm
	B-0214	Kosz laboratoryjny ze stali nierdzewnej, prostokątny	200 mm	300 mm	150 mm
	B-0215	Kosz laboratoryjny ze stali nierdzewnej, prostokątny	300 mm	400 mm	200 mm

### Opis

Kosze laboratoryjne ze stali nierdzewnej, do różnorodnych zastosowań. Autoklawowalne.