







Wanienki do czyszczenia i dezynfekcji



Służą do czyszczenia i dezynfekcji narzędzi laboratoryjnych. Wyposażone w pokrywkę i wkład sitowy z PCV.

Wanienka o poj. 3 l posiada pokrywkę w kolorze białym, a wszystkie pozostałe mają pokrywki przezroczyste.

Wanna o poj. 30 l jest wyposażona w zawór odpływowy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary (szer. x wys. x gł.)
	2-1595	Wanienka do czyszczenia i dezynfekcji, poj. 3 l	250 x 88 x 160 mm
	2-1596	Wanienka do czyszczenia i dezynfekcji, poj. 5 l	465 x 100 x 153 mm
	2-1597	Wanienka do czyszczenia i dezynfekcji, poj. 10 l	327 x 140 x 245 mm
	2-1598	Wanienka do czyszczenia i dezynfekcji, poj. 30 l	540 x 190 x 350 mm

Opis

Służą do czyszczenia i dezynfekcji narzędzi laboratoryjnych. Wyposażone w pokrywkę i wkład sitowy z PCV.

Wanienka o poj. 3 l posiada pokrywkę w kolorze białym, a wszystkie pozostałe mają pokrywki przezroczyste.

Wanna o poj. 30 l jest wyposażona w zawór odpływowy.

Wanienki odznaczają się dobrą tolerancją materiałową względem większości środków dezynfekujących, a także względem NaOH, NaOCl i GdnSCN.

Wymiary wewnętrzne waniek wynoszą:

- 3 l: 250 x 88 x 160 mm,
- 5 l: 465 x 100 x 153 mm,
- 10 l: 327 x 140 x 245 mm,
- 30 l: 540 x 190 x 350 mm.