





## Wanienki do sterylizacji i czyszczenia

Wanienki służące do dezynfekcji i czyszczenia narzędzi laboratoryjnych. Uniwersalny rozmiar na różne instrumenty. Wykonane z tworzywa sztucznego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	B-3411	Wanienka do sterylizacji i czyszczenia	3 l
	B-3412	Wanienka do sterylizacji i czyszczenia	4 l

### Opis

Wanienki służące do dezynfekcji i czyszczenia narzędzi laboratoryjnych. Uniwersalny rozmiar na różne instrumenty. Wykonane z tworzywa sztucznego.

**Kolor:** biały.

Odpowiednie do wszelkich środków dezynfekcyjnych.

**W komplecie:** pokrywka, sito i wanna.

Odporne na temperatury do 60°C.