



Kriopudełka kartonowe na próbówki

Wykonane z impregnowanego kartonu odpornego na niskie temperatury i wilgoć. Z pokrywką i umieszczoną na niej siatką do opisu (siatka z numeracją od 1 do 100). Krawędzie pudełka posiadają nadrukowane oznaczenia numeryczne i alfabetyczne.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa



B-2246

Kriopudełko kartonowe z pokrywką - 100 miejsc - wym. 136 x 136 x 52 mm



B-2247

Kriopudełko kartonowe z pokrywką - 100 miejsc - wym. 136 x 136 x 75 mm



B-2248

Kriopudełko kartonowe z pokrywką - 100 miejsc - wym. 136 x 136 x 95 mm

Opis

Wykonane z impregnowanego kartonu odpornego na niskie temperatury i wilgoć. Z pokrywką i umieszczoną na niej siatką do opisu (siatka z numeracją od 1 do 100).

Krawędzie pudełka posiadają nadrukowane oznaczenia numeryczne i alfabetyczne.

Kratki kartonowe w zestawie.

Wymiary podstawy: 136 x 136 mm.

Wymiary otworu: 10 x 10 mm.

Dostępne wysokości: 52, 75 i 95 mm.