



Kriopudełka kartonowe na próbówki

Stabilne pudełka wykonane z impregnowanego kartonu, odpornego na niskie temperatury do – 86°C. Wkłady na próbówki należy zamawiać osobno.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wysokość
	2-2890	Kriopudełko z pokrywką	20 mm
	2-2891	Kriopudełko z pokrywką	32 mm
	2-2900	Kriopudełko z pokrywką	50 mm
	2-2901	Kriopudełko z pokrywką	75 mm
	2-2902	Kriopudełko z pokrywką	100 mm

Opis

Stabilne pudełka wykonane z impregnowanego kartonu, odpornego na niskie temperatury do – 86°C. W komplecie z nakładaną pokrywką. Kolor biały.

Wymiary zew. pokrywy: 136 x 136 mm.

Dostępne wysokości: 50, 75, 100 mm oraz 20 i 35 mm.

[Wkłady do pudełek na próbówki o różnych rozmiarach należy zamawiać osobno. Wkłady dostępne są pod Nr-Art. 2-2703 do 2-2708.](#)