







## Precyzyjna lupa ze skalą i oświetleniem

 **ESCHENBACH**

Precyzyjna lupa ze skalą pomiarową. Przeznaczona do różnych zastosowań w laboratorium, medycynie i technice. Daje wyraźny obraz bez zniekształceń. Wyposażona w poręczny pierścień ogniskujący i achromatyczną soczewkę szklaną. Dostarczana ze standardową skalą (rys. 1). Zakres pomiarowy 20 mm, podziałka 1/10. Ø 23 mm. Obudowa wykonana z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Skala
	2-9520	Urządzenie oświetlające LED	-
	2-9521	Precyzyjna lupa ze skalą, średnica 23 mm, powiększ. 10x	-
	2-9522	Skala pomiarowa do lupy	rys. 1 (20 mm: podziałka 1/10)
	2-9523	Skala pomiarowa do lupy	rys. 2
	2-9524	Skala pomiarowa do lupy	rys. 3
	2-9525	Skala pomiarowa do lupy	rys. 4

### Opis

Precyzyjna lupa ze skalą pomiarową. Przeznaczona do różnych zastosowań w laboratorium, medycynie i technice. Daje wyraźny obraz bez zniekształceń. Wyposażona w poręczny pierścień ogniskujący i achromatyczną soczewkę szklaną. Dostarczana ze standardową skalą (rys. 1). Zakres pomiarowy 20 mm, podziałka 1/10. Ø 23 mm. Obudowa wykonana z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego, z miejscem na inne skale.

**Akcesoria (należy zamawiać osobno):** urządzenie oświetlające LED, pracujące na 2 baterie typu Baby (proszę zamawiać osobno), precyzyjne skale pomiarowe do różnych zastosowań.