



Kolorowe kriopudełka kartonowe na próbówki

Stabilne, kolorowe pudełka wykonane z impregnowanego kartonu odpornego na działanie niskich temperatur. Wkłady na próbówki należy zamawiać osobno.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wysokość	Kolor
	2-2695	Kriopudełko z pokrywką	50 mm	czerwone
	2-2696	Kriopudełko z pokrywką	50 mm	niebieskie
	2-2697	Kriopudełko z pokrywką	50 mm	zielone
	2-2698	Kriopudełko z pokrywką	50 mm	żółte

Opis

Stabilne, kolorowe pudełka wykonane z impregnowanego kartonu odpornego na działanie niskich temperatur.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 136 x 136 x 50 mm.

Wkłady do pudełek na próbówki o różnych rozmiarach należy zamawiać osobno. Dostępne są pod Nr-Art. 2-2703 do 2-2708.