



Wkłady do kriopudełek kartonowych

Wkłady na próbówki do kriopudełek. Wykonane z kartonu odpornego na niskie temperatury i wilgoć.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rzędy	Do probówek
	2-2708	Wkład na próbówki	12 x 12	o śr. 10 mm
	2-2703	Wkład na próbówki	10 x 10	o śr. 12 mm
	2-2704	Wkład na próbówki	8 x 8	o śr. 14 mm
	2-2706	Wkład na próbówki	9 x 9	o śr. 13 mm
	2-2705	Wkład na próbówki	7 x 7	o śr. 16 mm
	2-2707	Wkład na próbówki	5 x 5	o śr. 25 mm

Opis

Wkłady na próbówki do kriopudełek. Wykonane z kartonu odpornego na niskie temperatury i wilgoć.