









Kriopudełka kartonowe na próbki 15 i 50 ml

Kriopudełka z pokrywką i umieszczonym na niej polem do opisu. Przeznaczone do przechowywania próbek o poj. 15 i 50 ml. Wykonane z impregnowanego kartonu odpornego na niskie temperatury i wilgoć. Doskonała alternatywa dla pudełek z tworzywa sztucznego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wym. wewnętrzne	Na próbki	Rzędy
	2-7094	Kriopudełko z pokrywką 1	122 x 122 x 128 mm	-	-
	2-7096	Wkład na próbki do pudełka 1	-	20 mm/15 ml	5 x 5
	2-7098	Wkład na próbki do pudełka 1	-	30 mm/50 ml	3 x 3
	2-7095	Kriopudełko z pokrywką 2	148 x 148 x 128 mm	-	-
	2-7097	Wkład na próbki do pudełka 2	-	20 mm/15 ml	6 x 6
	2-7099	Wkład na próbki do pudełka 2	-	30 mm/50 ml	4 x 4

Opis

Kriopudełka z pokrywką i umieszczonym na niej polem do opisu. Przeznaczone do przechowywania próbek o poj. 15 i 50 ml. Wykonane z impregnowanego kartonu odpornego na niskie temperatury i wilgoć. Doskonała alternatywa dla pudełek z tworzywa sztucznego. Dostępne w dwóch wariantach:

Wariant 1: wymiaryzew.: 129 x 129 x 130 mm (dł. x szer. x wys.).

Wariant 2: wymiaryzew.: 155 x 155 x 130 mm (dł. x szer. x wys.).

Odpowiednie wkłady należy zamawiać osobno.

Do pudełka o Nr-Art. 2-7094 pasują wkłady: Nr-Art. 2-7096/98.

Do pudełka o Nr-Art. 2-7095 pasują wkłady: Nr-Art. 2-7097/99.

* Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wymiarów wew. (szer. x gł. x wys.).