




## Zestaw statywów na pojedyncze probówki typu Falcon o poj. 50 ml

Zestaw pięciu statywów na probówki wirówkowe o poj. 50 ml. Statywy można ze sobą połączyć lub użytkować każdy z nich pojedynczo. Specjalne zagłębienie na spodzie zapewnia bezpieczne osadzenie zarówno probówek z okrągłym, jak i stożkowym dnem. Możliwość autoklawowania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	2-6612	Zestaw statywów na pojedyncze probówki typu Falcon o poj. 50 ml	5 szt.

### Opis

Zestaw pięciu statywów na probówki wirówkowe o poj. 50 ml. Statywy można ze sobą połączyć lub użytkować każdy z nich pojedynczo. Specjalne zagłębienie na spodzie zapewnia bezpieczne osadzenie zarówno probówek z okrągłym, jak i stożkowym dnem. Możliwość autoklawowania.

Zestaw zawiera po 1 statywie w następujących kolorach: niebieski, zielony, żółty, różowy i pomarańczowy.

**Wymiary:** 53 x 70 x 67 mm.