



## Statyw na butelki wirówkowe



Przeznaczony do przechowywania stożkowych butelek wirówkowych z tworzywa sztucznego o poj. 250 ml (np. Falcon, Corning, Nunc). Wykonany z drutu stalowego powleczonego sztuczną żywicą. 6-stanowiskowy. Dolny poziom posiada szyny zapewniające stabilną podporę dla spodów butelek.

Miniatura



Nr-art.

6-2130

Nazwa

Statyw na 6 butelek wirówkowych o poj. 250 ml

### Opis

Przeznaczony do przechowywania stożkowych butelek wirówkowych z tworzywa sztucznego o poj. 250 ml (np. Falcon, Corning, Nunc).

Wykonany z drutu stalowego powleczonego sztuczną żywicą. 6-stanowiskowy. Dolny poziom posiada szyny zapewniające stabilną podporę dla spodów butelek.

**Wymiary:** 208 x 135 x 102 mm.